





STERICOOL

STERICOOL

















# Позаботьтесь о Ваших инвестициях

Оптимизация процесса обслуживания даёт дополнительные возможности по оптимизации производительности и снижению затрат, но зачастую остаётся вне поля зрения специалистов.

Программа сервисного обслуживания Getinge Care гарантирует Вам максимальную эффективность Вашего оборудования и позволит полностью сосредоточиться на спасении жизней людей.

## Предотвратите проблемы до их появления

Если Вы решите приобрести новый низкотемпературный стерилизатор или укомплектовать полноценное ЦСО, мы будем рады Вам помочь. Благодаря программе сервисного обслуживания Getinge Ваше оборудование будет работать бесперебойно, требуя лишь минимального вмешательства.

При возникновении проблем, требующих срочного вмешательства, наши сертифицированные специалисты окажут Вам быструю и эффективную поддержку.

Благодаря пакету сервисного обслуживания Getinge Care Вы можете прогнозировать свои затраты в течение всего срока службы оборудования и минимизировать возможные незапланированные расходы. Специалисты нашего отдела финансовых услуг готовы проанализировать Ваши потребности и расчёты и предложить подходящий пакет обслуживания, обеспечивающий максимальную

эффективность Ваших капиталовложений. Свяжитесь с представителем компании Getinge для получения более подробной информации.



### Getinge Care Standard

Поддержка Вашей технической службы



### Getinge Care Preventive

Плановое профилактическое обслуживание для максимально долгой бесперебойной службы



### Getinge Care Plus

Постоянная защита для полного контроля затрат



### Getinge Care Premium

Полное покрытие для полного спокойствия





## Технические данные

Размеры	110 л	160 л
Внешние размеры (Ш x В x Г)	1910 x 680 x 864 мм	1910 x 680 x 864 мм
Размеры камеры для однодверных моделей (Ш x В x Г)	430 x 440 x 739 мм	492 x 532 x 739 мм
Размеры камеры для двухдверных моделей (Ш x В x Г)	430 x 440 x 745 мм	492 x 532 x 745 мм
Внутренние размеры камеры (Ш x В x Г)	400 x 405 x 710 мм	460 x 500 x 710 мм
Эффективный полезный объём	110 л	160 л
Масса однодверной модели	385 кг	395 кг
Масса двухдверной модели	415 кг	430 кг
Стерилизационная камера	110 л	160 л
Стерилизационная ячейка	Прямоугольная, 316 L, нержавеющая сталь	
Двухдверное исполнение	Поддерживается	
Полки (лотки)	Две полки с общей нагрузкой 10 кг	Две полки с общей нагрузкой 12 кг
Концентратор H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Увеличивает концентрацию до > 82 масс.% для повышения эффективности	
Температура стерилизации	55 °C (среднее значение)	
Забор воздуха	Через HEPA фильтр	
Тип плазмы	Плазма с радиочастотным возбуждением	
Область воздействия плазмы	Внутри стерилизационной ячейки	
Распределение плазмы	Равномерно внутри стерилизационной ячейки	
Сигнализация избыточной нагрузки	Есть	
Сигнализация избыточной влажности	Есть	
Сигнализация избыточного содержания целлюлозы	Есть	
Каталитический преобразователь	Есть	
Соответствие стандартам	EN ISO 13485, EN ISO 9001, валидация стерилизационных циклов в соответствии с ISO 14937 и полная сертификация CE (EMC EN 60601-1-2, LVD IEC 61010-2-040 и LVD IEC 61010-1)	



**Getinge Group** - мировой поставщик инновационных решений для операционных, палат интенсивной терапии, стерилизационных отделений, а также для компаний и институтов, занимающихся медико-биологическими разработками. Основываясь на нашем собственном опыте и опыте ближайших партнеров - клинических экспертов, работников здравоохранения и специалистов по медицинской технике, мы улучшаем повседневную жизнь людей сегодня и завтра.

Данный документ носит информационный характер и предназначен для международной аудитории за пределами США.

**ВНИМАНИЕ:** Данная продукция предназначена только для использования врачами. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Проверьте регистрационный статус изделия перед его использованием. РУ № ФСЗ 2010/06648 от 19.10.2019 в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

ООО «Маке», 109004, Россия, Москва, Станиславского 21, стр. 3, +7 (495)514 00 55, [info.ru@getinge.com](mailto:info.ru@getinge.com)

[www.getinge.com](http://www.getinge.com)